

Anticorpo Policlonel De Coelho Anti-Wnt9A Para Wb E Elisa - O14904

Número do item: CM0025473

introdução

O anticorpo policlonel de coelho anti-WNT9A da CamelBio, validado para WB e ELISA, reconhece WNT9A humano, de camundongo e rato, um ligante de sinalização Wnt fundamental para o desenvolvimento ósseo e a integridade articular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT9A Rabbit pAb
Observações/Alias	WNT14; WNT9A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7483
ID do Gene	7483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 da WNT9A humana (NP_003386.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14904
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo