


Anticorpo Policlonais Anti-Wwox Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Número do item: CM0016815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao WWOX humano (Q9NZC7), um supressor tumoral e oxidoreductase envolvido na apoptose e na sinalização Wnt. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Peso molecular: 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WWOX Rabbit pAb
Observações/Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51741
GeneID	51741
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do WWOX humano (NP_057457.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NZC7
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo