


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Xiap (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P98170

Número do item: CM0002253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO que visa o XIAP humano (BIRC4/IAP3), com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para Western blot e ELISA para estudar apoptose, sinalização NF-kB e vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] XIAP Rabbit mAb
Observações/Apelido	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	331
GeneID	331
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do XIAP humano (NP_001158.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98170
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo