

Anticorpo Policlonal Anti-Xrcc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043543

Número do item: CM0022321



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra XRCC2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo do DNA e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra XRCC2
Observações/Aliases	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7516
GeneID	7516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 de XRCC2 humano (NP_005422.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43543
Peso da Proteína	32 kDa
Transporte	Bolsa de gelo