


Anticorpo Policlonais Anti-Ythdc1 Para Wb E Elisa - Q96Mu7

Número do item: CM0029631



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDC1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína leitora de N6-metiladenosina envolvida no splicing alternativo e metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	YT521; YT521-B; YTHDC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91746
ID do Gene	91746
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96MU7
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo