

Anticorpo Monoclonal Anti-Ythdf2 (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Número do item: CM0010065



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra YTHDF2, uma proteína leitora de m6A. Reconhece humano, camundongo, rato. Adequado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudar metabolismo de RNA, epitranscriptômica e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] YTHDF2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51441
GeneID	51441
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 339-565 do YTHDF2 humano (NP_057342.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A9
Peso da Proteína	62 kDa/57 kDa
Envio	Saco gelado