

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zcchc10 Para Elisa - Q8Tbk6

Número do item: CM0020327

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZCCHC10 validado para ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Imunógeno recombinante. ZCCHC10 é uma proteína contendo um domínio dedo de zinco CCHC envolvida na ligação a metais. Adequado para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ZCCHC10
Observações/Apelido	ZCCHC10
Espécie	Humana
ID do gene	54819
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da ZCCHC10 humana (NP_001287745.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8TBK6
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo