

Anticorpo Policlonais Anti-Zcchc11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Número do item: CM0030247



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ZCCHC11 (TUT4) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de uridilação de mRNA e biogênese de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZCCHC11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23318
GeneID	23318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 da ZCCHC11 humana (NP_001009881.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5TAX3
Peso da Proteína	185kDa
Envio	Bolsa de gelo