

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc4 Para Wb E Elisa - Q9Npg8

Número do item: CM0021650

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZDHHC4 humano (palmitoiltransferase), adequado para Western blot e ELISA. Detecta ZDHHC4 de humano, camundongo e rato com peso molecular previsto de 40 kDa. Ideal para pesquisas em palmitoilação e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ZNF374; ZDHHC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55146
ID do Gene	55146
Imunógeno	Peptídeo sintético (aminoácidos 110-210 do ZDHHC4 humano)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPG8
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo