


Anticorpo Monoclonal Anti-Zeb1 Para Wb, Elisa - P37275

Número do item: CM0011588



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ZEB1 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de TME e regulação da transcrição, visando o repressor homeobox 1 de ligação à caixa E do dedo de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZEB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6935
ID do Gene	6935
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína recombinante de ZEB1 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P37275
Peso Proteico	116 kDa/122 kDa/124 kDa
Envio	