

Anticorpo Policlonal Anti-Zfand3 Para Ihc-P E Elisa - Q9H8U3

Número do item: CM0028052



introdução

Anticorpo policlonal Anti-ZFAND3 (origem de coelho) contra ZFAND3 humano recombinante (aa 1-227). Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para IHC-P e ELISA. UniProt Q9H8U3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZFAND3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TEX27; ZFAND3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60685
GeneID	60685
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 do ZFAND3 humano (NP_068762.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8U3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo