


Anticorpo Policlonal Anti-Zfyve9 Para Wb E Elisa - O95405

Número do item: CM0024975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZFYVE9 (SARA) humano, adequado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína endossomal inicial envolvida na sinalização TGF- β e na localização do SMAD. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZFYVE9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9372
GeneID	9372
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ZFYVE9 humano (NP_004790.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95405
Peso Proteico	156kDa
Envio	Saco de gelo