


Anticorpo Policlonal Anti-Zmynd8 (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ulu4

Número do item: CM0021618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado a ZMYND8 humano. Validado para WB, IP, ELISA com reatividade em humanos e camundongos. Útil para pesquisa de leitor de cromatina, regulação da transcrição e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	[Validado por KO] ZMYND8 Coelho pAb
Observações/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23613
GeneID	23613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 959-1188 de ZMYND8 humano (NP_898868.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9ULU4
Peso Proteico	132 kDa
Envio	Bolsa de gelo