

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Znf124 (Hzf-16) Para Wb, Elisa - Q15973

Número do item: CM0015554

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra ZNF124 (HZF-16), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF124 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7678
ID do Gene	7678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-200 da ZNF124 humana (NP_001284497.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q15973
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo