

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf133 Para Wb, Elisa - P52736

Número do item: CM0014310

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF133 (proteína de dedo de zinco 133), validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de regulação de transcrição e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF133 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7692
ID do Gene	7692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ZNF133 humano (NP_003425.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52736
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo