

Anticorpo Policlonal Anti-Znf141 Para Ihc-P, Elisa - Q15928

Número do item: CM0014237

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF141 humano, adequado para aplicações de IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de regulação transcricional e desenvolvimento de membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF141 Rabbit pAb
Observações/Apelido	D4S90; pHZ-44; ZNF141
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7700
GeneID	7700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-474 do ZNF141 humano (NP_003432.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15928
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo