

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Znf20 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

Número do item: CM0030654

introdução

ZNF20 Rabbit pAb (ZNF20/KOX13 humano, ID do gene 7568) para Western blot, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOX13; ZNF20
Espécie	Humano
ID do Gene	7568 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ZNF20 humano (NP_066966.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P17024
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de Gelo