

Anticorpo Policlonal Anti-Znf563 Para Wb E Elisa - Q8Ta94

Número do item: CM0019279

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZNF563 para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Validado em espécies humanas, de camundongo e de rato. Alvo: proteína dedo de zinco 563, um fator de transcrição previsto. Ideal para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF563 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF563
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	147837
ID do Gene	147837
Imunogénio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ZNF563 humano (NP_660319.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TA94
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo