

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf574 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Zn55

Número do item: CM0014495

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF574, uma proteína de dedo de zinco envolvida na vigilância da montagem do ribossomo. Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF574 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FP972; ZNF574
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64763
GeneID	64763
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-310 do ZNF574 humano (NP_073589.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZN55
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco com gelo