


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zo-1 Para Wb, If-P, Elisa - Q07157

Número do item: CM0017315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ZO-1 (proteína 1 das junções estreitas). Validado para aplicações de Western blot, imunofluorescência em parafina e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e ratinho. Ideal para investigação de junções estreitas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZO-1 pAb de Coelho
Observações/Alias	ZO-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7082
ID do Gene	7082
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-273 da ZO-1 humana (NP_003248.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Ratinho, Rato
SWISS	Q07157
Peso da Proteína	195 kDa
Expedição	Embalagem de gelo