

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zscan21 Para Wb E Elisa - Q9Y5A6

Número do item: CM0019076

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZSCAN21 humano (ZNF38, Zfp1), validado em WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação gênica e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZSCAN21 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF38; Zfp1; NY-REN-21; ZSCAN21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7589
ID do Gene	7589
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-280 do ZSCAN21 humano (NP_666019.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A6
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo