

Pab De Coelho Contra Arr3 Para Wb, Elisa - P36575

Número do item: CM0015598

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARR3 humana (arrestina cone). Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Utilizado em pesquisas de transdução de sinal retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra ARR3
Observações/Alias	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
Espécie	Humana
GeneID	407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da ARR3 humana (NP_004303.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P36575
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo