

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Histona H3-R2 Dimetilada Assimetricamente (Q16695/P68431) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000243



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece especificamente a dimetilação assimétrica da Histona H3 na arginina 2 (H3R2me2a). Adequado para western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humanos, camundongos, ratos e outras espécies, apoiando pesquisas em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H3-R2 dimetilada assimetricamente
Observações/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R2 dimetilada assimetricamente
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado assimetricamente ao redor da R2 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla gama prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo