

Atp1A2 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P50993

Número do item: CM0014348

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ATP1A2 humano (P50993). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre a bomba de sódio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1A2 pAb de Coelho
Observações/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	477
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do ATP1A2 humano (NP_000693.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50993
Peso Proteico	112kDa

Envio