

Beta-2-microglobulina (β2M)

Número do item: β2M

introdução

Comprar kits de teste de Beta-2-Microglobulina (β2M) para monitorização do cancro do sangue. Alta precisão, ampla gama linear. Reagente fiável de marcadores tumorais para utilização em investigação.

Saiba mais

Caraterísticas	Descrição do produto
Nome do produto	Beta-2-microglobulina (β2M)
Espécie hospedeira	Cabra
Imunogénio	Albumina de soro humano nativo de elevada pureza
Forma/Aparência	Líquido
Pureza	Purificado por afinidade
Origem	Anticorpo policlonal
Aplicação	Reagente IVD para deteção de Beta-2-microglobulina em amostras humanas (sangue, urina, LCR)
Forma de dosagem	Reagente de imunoensaio de fluxo lateral (método do ouro coloidal)

Estado	Descrição
Armazenamento	2-8º C
Transporte	Embalagens de frio
Prazo de validade	2 anos
Condições de armazenamento para testes de estabilidade	4-30°C, selado em saco de folha de alumínio

Indicador	Descrição
Aspeto - Embalagem	A caixa de embalagem exterior do produto e o saco de embalagem de folha de alumínio devem estar completos e sem danos.
Aspeto - Tira de teste	Aspeto limpo e plano, sem rebarbas, sem danos, sem poluição; a aderência do material é firme.
Largura da tira de teste	A largura não deve exceder ±0,20mm do valor nominal de 4,00mm.
Velocidade de migração	A velocidade de migração do líquido não deve ser inferior a 10mm/min.
Limite de deteção (LoD)	A concentração do LoD não deve ser superior a 0,50 mg/L.
Gama de linearidade	No intervalo de 0,50mg/L ~ 20,00mg/L, o coeficiente de correlação linear $r \geq 0,990$.
Exatidão	Verificado por teste comparativo: coeficiente de correlação $r \geq 0,975$, desvio relativo não superior a 20%.
Repetibilidade	A repetibilidade do kit não deve ser superior a 10%.
Precisão de lote para lote	A diferença entre lotes do kit não deve ser superior a 15%.
Estabilidade	Produto armazenado a 4-30°C em sacos de folha de alumínio selados. Os produtos dentro do prazo de validade de 1 mês devem cumprir os requisitos de aspeto, tira de teste, LoD e exatidão.