

Anticorpo Mab De Coelho Calmegin Para Wb, If-P, Elisa - O14967

Número do item: CM0003867

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Calmegin validado para WB, IF-P, ELISA. Reconhece Calmegin (70kDa) humano, de camundongo e de rato. Para estudos de espermatogénese e chaperona do RE. - O14967

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calmegin Rabbit mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1047
GeneID	1047
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-350 do Calmegin humano (O14967).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14967
Peso Proteico	70kDa

Envio