


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citrulina-Histona H3 (Citrulinação R8) (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000078



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Histona H3 citrulinada na arginina 8 (R8). Validado para Western blot, dot blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humanos e outras espécies (ampla gama prevista). Ideal para estudos de epigenética e citrulinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Citrulina-Histona H3-R8
Observações/Alias	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo citrulinado sintético ao redor da R8 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Outros (Ampla gama prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo