

Anticorpo Policlonal De Coelho Cldn4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14493

Número do item: CM0014896



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLDN4 humano, validado para Western blot, IHC em parafina e ELISA. Reconhece a Claudina-4, uma proteína de junção estreita envolvida na permeabilidade de cloreto. Ideal para a aquisição de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN4 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	CPER; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1364
GeneID	1364
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 109-209 do CLDN4 humano (NP_001296.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14493
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo