


Anticorpo Mab De Coelho Cleaved Parp1 P25 Para Wb, Ip, Elisa - P09874

Número do item: CM0003838



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Cleaved PARP1 p25 para Western Blot, Imunoprecipitação e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Útil para pesquisas sobre apoptose e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cleaved PARP1 p25 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	142
ID do Gene	142
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09874
Peso da Proteína	113 kDa
Envio	Saco de gelo