

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Complemento C3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01024

Número do item: CM0028826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Complemento C3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa em imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Complemento C3 pAb de coelho
Observações/Apelido	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complemento C3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	718
ID do Gene	718
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01024
Peso da Proteína	187kDa
Envio	Bolsa de gelo