


## Anticorpo Policlonal De Coelho Cox Iv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13073

Número do item: CM0030854



### introdução

Valide COX IV (COX4I1) humano, murino e de rato com este anticorpo policlonal de coelho, otimizado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para estudos de mitocôndrias e fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | COX IV pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Alias   | COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 1327                                                                                                                       |
| GeneID              | 1327                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-98 da COX IV humana (NP_001852.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P13073                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 20kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |