

## Polimab® De Coelho Para Ciclina E1 Para Wb E Elisa - P24864

Número do item: CM0006879



### Introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Ciclina E1 humana (CCNE1), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PolimAb® de Coelho para Ciclina E1                                                                                                         |
| Observações/Apelido | CCNE1; pCCNE1                                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 898                                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 898                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da Ciclina E1 humana (NP_001229.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                   |
| SWISS               | P24864                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 47 kDa                                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                              |