

Anticorpo Policlonal De Coelho Desmocollin 3 (Dsc3) Para Wb, Elisa - Q14574

Número do item: CM0022180

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Desmocollin 3 (DSC3) humano, projetado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para estudar a adesão dos desmosomos e a integridade da barreira epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmocollin 3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1825
ID do Gene	1825
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 576-690 do Desmocollin 3 humano (NP_001932.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q14574
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo