

Anticorpo Policlonal Dusp12 (Coelho) Para Wb E Elisa - Q9Uni6

Número do item: CM0017271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DUSP12 validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Detecta a fosfatase de dupla especificidade 12 (38 kDa) envolvida na desfosforilação de resíduos de tirosina e serina/treonina. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	YVH1; DUSP1; DUSP12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11266
ID do Gene	11266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-270 da DUSP12 humana (NP_009171.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNI6
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo