


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Disferlina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75923

Número do item: CM0003779



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho para Disferlina validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Específico para Disferlina humana (237 kDa), um sensor de cálcio no reparo de membrana. Ideal para aplicações de pesquisa em doenças neuromusculares e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Disferlina
Observações/Apelido	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Disferlina (Romeo)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8291
GeneID	8291
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Disferlina humana (Romeo) (O75923).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75923
Peso Molecular da Proteína	237 kDa
Envio	Saco de gelo