


## Anticorpo Policlonal De Coelho Contra O Receptor De Egf (Específico Para E746-A750Del) Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0018931



### introdução

O anticorpo policlonal de coelho detecta o receptor de EGF com deleção E746-A750. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas. Adequado para pesquisa oncológica e estudos de sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho contra o receptor de EGF (específico para E746-A750del)          |
| Observações/alias   | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2                                   |
| Espécie             | Humana                                                                         |
| GeneID (humano)     | 1956                                                                           |
| GeneID              | 1956                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante do receptor de EGF humano (específica para E746-A750del) |
| Fonte               | Coelho                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                      |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                         |
| SWISS               | P00533                                                                         |
| Peso da proteína    | 134 kDa                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                  |