

Anticorpo Policlonal De Coelho Fcrl3 Para Wb E Elisa - Q96P31

Número do item: CM0016029

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCRL3 humano (CD307c, MAIA), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia de células B, imunologia e fertilização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCRL3 Coelho pAb
Observações/Apelido	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	115352
GeneID	115352
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-720 do FCRL3 humano (NP_443171.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P31
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo