

Anticorpo Monoclonal Fshb De Coelho Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Número do item: CM0010310



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FSHB validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com FSHB humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva sobre desenvolvimento folicular e espermatogênese, direcionado à subunidade beta do hormônio folículo-estimulante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSHB Rabbit mAb
Observações/Alias	HH24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2488
GeneID	2488
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-116 de FSH alfa/beta humano (NP_000726.1/NP_000501.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01225
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo