

Anticorpo Policlonal De Coelho Ggt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19440

Número do item: CM0022879



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GGT1 humana (gama-glutamyltransferase 1), validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Para pesquisa de metabolismo da glutatona e leucotrienos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GGT1 pAb de Coelho
Observações/Alias	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2678
ID do Gene	2678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-569 da GGT1 humana (NP_038265.2?)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19440
Peso da Proteína	61KDa/39KDa/24KDa
Envio	Saco de gelo