

Anticorpo Policlonal De Coelho Gtf2I Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Número do item: CM0029261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTF2I para WB, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Fator geral de transcrição II-I envolvido na regulação transcricional e implicado na síndrome de Williams-Beuren.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2I Rabbit pAb
Observações/Apelido	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2969
GeneID	2969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-810 da GTF2I humana (NP_001157108.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78347
Peso Proteico	112kDa
Envio	Saco de gelo