


Hbg1/2 Rabbit Mab (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

Número do item: CM0003094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra HBG1/2 humano. Validado para WB, IHC, IF-P, ELISA, detecta a cadeia gama da hemoglobina fetal de ~12 kDa. Ideal para hematologia do desenvolvimento e pesquisa de HbF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBG1/2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2
Espécie	Humano
GeneID	3047/3048
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HBG1 humano (P69891).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P69891/P69892
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Saco de gelo