

Anticorpo Monoclonal Hcg Beta De Coelho Para Elisa, Wb, Ihc-P - P0Dn86

Número do item: CM0006686



introdução

Anticorpo monoclonal hCG Beta de coelho para ELISA, WB, IHC-P. Específico para a subunidade beta da gonadotropina coriônica humana. Imunógeno recombinante; 18 kDa. Essencial para pesquisa em gravidez e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hCG Beta mAb de coelho
Observações/Apelidos	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; hCG Beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1082
GeneID	1082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-165 da hCG Beta1 humana (NP_000728.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, WB, IHC-P
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0Dn86
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo