

Anticorpo Monoclonal De Coelho Hoxb4 Para Wb E Elisa - P17483

Número do item: CM0002241

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra HOXB4 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar fatores de transcrição homeobox em biologia do desenvolvimento e pesquisa de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HOXB4
Observações/Apelido	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Espécie	Humano
ID do Gene	3214
Imunógeno	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do HOXB4 humano (P17483)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17483
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Transporte	Saco de gelo