


Anticorpo Policlonal De Coelho Htra3 Para Wb E Elisa - P83110

Número do item: CM0013932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HTRA3 humano (protease de serina, supressor de tumor, desenvolvimento placentário). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para biologia reprodutiva e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTRA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Prsp; Tasp; HTRA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	94031
ID do Gene	94031
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 334-453 do HTRA3 humano (NP_444272.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P83110
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo