


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Hidroxil-Histona H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000072



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para histona H2A hidroxilada na tirosina 39 (P04908/P0C0S8), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Hidroxil-Histona H2A-Y39
Observações/Apelido	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hidroxil-Histona H2A-Y39
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3012
GeneID	3012/8329
Imunôgeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo hidroxilado sintético em torno de Y39 da Histona H2A humana (P04908)
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo