

Anticorpo Policlonal De Coelho Id4 Para Wb, Elisa - P47928

Número do item: CM0018843

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ID4 humano, um regulador transcricional implicado no crescimento celular, diferenciação e câncer. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ID4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IDB4; bHLHb27; ID4
Espécie	Humano
GeneID	3400 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do ID4 humano (NP_001537.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P47928
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo