


IL-1 Alpha Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01583

Número do item: CM0015903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a IL-1 alpha humana (31kDa), validado em WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar inflamação, imunidade inata e sinalização de alarme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	IL-1 alpha Rabbit pAb
Observações/Apeliido	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3552
GeneID	3552
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 113-267 da IL-1 alpha humana (NP_000566.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01583
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo