


## Anticorpo Monoclonal De Coelho IL18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14116

Número do item: CM0006418



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra IL18 humano (Interleucina-18). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de imunidade de células Th1/NK e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | IL18 mAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apêndice | IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18                                                                                          |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 3606                                                                                                                     |
| GeneID               | 3606                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 do IL18 humano (NP_001553.1). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | Q14116                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 22kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                          |