


Anticorpo Policlonal De Coelho IL4 Para Wb, Elisa - P05112

Número do item: CM0017626



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à IL-4 humana (Interleucina-4), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar regulação imunológica e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Espécie	Humano
GeneID	3565 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da IL4 humana (NP_000580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de Gelo