

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Insulina Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01308

Número do item: CM0019526



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a insulina humana (SWISS P01308), adequado para aplicações de Western blot, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, apoiando a pesquisa de distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Insulina pAb de Coelho
Observações/Apelido	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3630
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da INS humana (NP_000198.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01308
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Saco com gelo